



# CLEAR-ALIGNER®

## Newsletter 2



### Casos clínicos

Casos combinando Clear Aligner superior y ortodoncia fija inferior.

### *Case Reports*

*Cases combining the upper Clear Aligner and lower fixed orthodontics.*



CLEAR-ALIGNER®

---

Los casos expuestos han sido realizados por el Dr. Pablo Echarri. El trabajo de laboratorio ha sido realizado por el laboratorio Ladent, y se han utilizado los materiales del Scheu Dental Technology.

*All cases were carried out by Dr. Pablo Echarri. All the laboratory work was carried out by Ladent laboratory, and the Scheu Dental Technology materials were used.*

© 2012 Centro de Ortodoncia y ATM, Ladent, SL  
Todos los derechos reservados.

© 2012 Centro de Ortodoncia y ATM, Ladent, SL  
*All rights reserved*

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado o grabado por cualquier sistema de almacenamiento de información sin el permiso escrito previo de los editores.

*This book or any part thereof may not be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without prior written permission of the publishers.*

---



CLEAR-ALIGNER®

## CASO 1

Ref. 01351B – Mordida profunda anterior y apiñamiento inferior. Tratamiento con Clear Aligner superior con alineación de 3 a 3 e intrusión. 7 pasos de Clear Aligner superior. Tratamiento inferior con aparatología fija y extracción de un incisivo. 10 meses de tratamiento fijo inferior. Será necesario el recambio de prótesis fijas.

## CASE 1

Ref. 01351B – Anterior deep bite and lower crowding. Treatment with upper Clear Aligner with 3-to-3 alignment and intrusion. 7 steps of upper Clear Aligner. Lower treatment with fixed appliances and one incisor extraction. 10 months of fixed lower treatment. The fixed prosthesis replacement will be necessary.

### Antes/Before



### Progreso de tratamiento 1/Treatment Progress 1

Progreso del tratamiento con aparato fijo inferior y build-ups.

Treatment progress with lower fixed appliance and build-ups.





CLEAR-ALIGNER®

CASO 1

CASE 1

Progreso de tratamiento 2/Treatment Progress 2



Progreso de tratamiento 3/Treatment Progress 3





CLEAR-ALIGNER®

CASO 1

CASE 1

Progreso de tratamiento 4/Treatment Progress 4



Después/After

Registros finales. Es necesario el cambio de prótesis.

*Final registers. Replacement of the prosthesis is necessary.*





CLEAR-ALIGNER®

## CASO 1

Observése la alineación superior y la intrusión corrigiendo la mordida profunda anterior.

## CASE 1

Observe the upper alignment and intrusion, correcting the anterior deep bite.

Antes/Before



Después/After



Antes/Before



Después/After





CLEAR-ALIGNER®

## CASO 2

Ref. 01389B – Caso con apiñamientos en la arcada superior e inferior. Tratamiento superior con Clear Aligner con protrusión – 6 pasos. Tratamiento fijo de ortodoncia inferior con stripping – 9 meses.

## CASE 2

Ref. 01389B – Crowding case in both arches. Upper arch treatment with Clear Aligner with protrusion - 6 steps. Lower fixed orthodontic treatment with stripping - 9 months.

Antes/*Before*



Progreso de tratamiento 1/*Treatment Progress 1*



CASO 2

CASE 2

Progreso de tratamiento 2/Treatment Progress 2



Progreso de tratamiento 3/Treatment Progress 3

Progreso de tratamiento - obsérvese la expansión superior con Clear Aligner.

*Treatment progress - observe upper expansion with Clear Aligner.*







CLEAR-ALIGNER®

## CASO 2

## CASE 2

### Progreso de tratamiento 4/Treatment Progress 4

Progreso de tratamiento - obsérvese la expansión superior con Clear Aligner.

*Treatment progress - observe upper expansion with Clear Aligner.*



### Progreso de Tratamiento 5/Treatment Progress 5

Progreso de tratamiento - obsérvese la expansión superior con Clear Aligner.

*Treatment progress - observe upper expansion with Clear Aligner.*





CLEAR-ALIGNER®

## CASO 2

## CASE 2

### Progreso de tratamiento 6/Treatment Progress 6

Progreso de tratamiento - separación inferior para realizar stripping.

*Treatment progress - lower expansion to carry out stripping.*



### Progreso de Tratamiento 7/Treatment Progress 7





CLEAR-ALIGNER®

CASO 2

CASE 2

Progreso de tratamiento 8/Treatment Progress 8



Progreso de tratamiento 9/Treatment Progress 9





CLEAR-ALIGNER®

CASO 2

CASE 2

Progreso de tratamiento 10/Treatment Progress 10



Progreso de tratamiento 11/Treatment Progress 11





CASO 2

CASE 2

Después/After





CLEAR-ALIGNER®

CASO 2

CASE 2

Antes/Before



Después/After



Antes/Before



Después/After





CLEAR-ALIGNER®

---

---

## Nuevo acuerdo entre Ladent y Scheu Dental

Se ha firmado un acuerdo entre LADENT S.L., como laboratorio certificado de Clear Aligner y SCHEU Dental GmbH, para la promoción, difusión y desarrollo de la técnica Clear Aligner. En esta nueva etapa, Clear Aligner pasará a llamarse C-A Clear Aligner.

Ya se ha comenzado con la promoción internacional a través de los cursos dictados por el Dr. Echarri en Frankfurt el día 11 de noviembre y en Viena el día 12 de noviembre. con gran éxito de asistencia.

A partir de noviembre, Ladent dará la formación y certificación PREMIUM CA a los laboratorios de Clear Aligner a nivel internacional y distribuirá los productos Clear Aligner en España de forma exclusiva.

## *New Agreement Between Ladent and Scheu Dental*

*An agreement has been signed between the LADENT S.L., as a Clear Aligner certified laboratory and SCHEU Dental GmbH, with an objective to promote spread and develop the Clear Aligner Technique. In this new stage, Clear Aligner changes its name to C-A Clear Aligner.*

*The world-wide promotion of this product has already been started with the courses given by Dr. Echarri in Frankfurt on November 11th, and Vienna on November 12th, which had a great acceptance and attendance.*

*Beginning from November, Ladent will offer the training and PREMIUM CA certificate to Clear Aligner laboratories all over the world, and is exclusive distributor of Clear Aligner products for Spain.*